



Descrição

Description

Papelcartão multicamadas revestido, com extrusão de polietileno fosco no lado suporte.

Coated Paperboard with matte polyethylene extrusion on the back side.

Gramatura <i>Grammage</i>	Norma Ref. <i>Standard</i>	Unidade <i>Unit</i>	Tolerância <i>Tolerance</i>	268
Gramatura/ Grammage	ISO 536	g/m ²	± 4%	268
Gramatura/ Grammage	ISO 536	lb/1000ft ²	± 4%	54,9
Espessura/ Thickness	ISO 534	µm	± 5%	362
Espessura/ Caliper	ISO 534	pt	± 5%	14
Umidade/ Moisture	TAPPI 412	%	± 1	7
Rigidez Taber Long/ Stiffness MD	TAPPI 489	gf.cm	-15%	120
	TAPPI 489	mN.m	-15%	11,8
Rigidez Taber Trans/ Stiffness CD	TAPPI 489	gf.cm	-15%	58
	TAPPI 489	mN.m	-15%	5,7
Cobb Forro /Cobb sizing (Top)	ISO 535	g/m ²	≤ 60	30
Cobb Suporte/Cobb sizing (Back)	ISO 535	g/m ²	≤ 1	0
Alvura forro/ Brightness ISO top	ISO 2470	%	≥80	84

• Unidade de fabricação / Mill: Suzano.

• Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / *Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.*

• Reservamo-nos o direito a alterações. / *We reserve the right to change.*

• Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / *For applications other than those mentioned above, contact Suzano.*

• Em função do tratamento Corona, a Suzano recomenda a utilização dos produtos Bluecup no prazo máximo de 12 meses após sua data de fabricação. Após este período, o nível de tratamento deve ser testado antes de utilizar o produto, valor mínimo esperado 38 Dynas. / *Due to Corona treatment, Suzano recommends using Bluecup products within a maximum period of 12 months of the production date. After this period, the treatment level should be tested before using the product, minimum expected value 38 Dynas.*

REFERÊNCIA: EP.11.02.0032

EMIÇÃO: jmonteiro- 28/01/2022

VALIDADE: 28/01/2023